


O₃ INYECTOR

Ozono



SEDECAL O₃
Medical Ozone Generators



Tecnología

- La **ozonoterapia** médica es una herramienta terapéutica con gran evidencia científica en el campo de la odontología, muy segura y con eficacia demostrada en multitud de tratamientos bucodentales.
- Gracias al uso del ozono en odontología conseguimos **curaciones más rápidas**, mejores cicatrizaciones, desinfección de zonas inflamadas, curación de aftas, llagas o herpes, etc. Es una técnica sencilla que puede ser determinante en procesos periodontales e implantológicos.
- En operatoria podremos ser más conservadores favoreciendo el **control de caries** y reduciendo la sensibilidad e hiperestesia dentinaria.
- La ozonoterapia aprovecha las propiedades de la molécula de ozono, que está formada por tres **átomos de oxígeno**.
- Según la FDA destruye el **99,9992%** de gérmenes patógenos.
- **Destruye bacterias**, hongos, esporas, virus y priones infecciosos respetando e incluso mejorando la respuesta de las células sanas.
- También ha demostrado **mejorar la inmunidad local y la regeneración tisular** en periodontitis crónica.
- No produce reacciones alérgicas ni interacciones con medicamentos, aumenta la elasticidad de los glóbulos rojos, oxigena los tejidos, reduce el sangrado y **mejora el postoperatorio y sus complicaciones**.

Comodidad Máxima para el Odontólogo

Manejabilidad


Sencillez

Flexibilidad

Fiabilidad

**Confort máximo garantizado
para el paciente permitiendo realizar
tratamientos indoloros**

Tratamientos con el O₃ Inyector



PREVENCIÓN

Las aplicaciones intraoperatorias previenen las complicaciones.



OPERATORIA Y PRÓTESIS

Esterilización de tubulillos en lechos cavitarios y tallados, limitando la sensibilidad.



MEDICINA BUCAL


Irrigación e infiltración de todo tipo de lesiones.



PERIODONCIA

Irrigación, insuflación, infiltración.

Favorece la regeneración tisular y la actividad microbiana favorable, reduciendo la sintomatología.



ENDODONCIA

Irrigación e insuflación intrarradicar.

Mejores postoperatorios.



DOLOR OROFACIAL

Infiltración miofascial y articular.

Muy seguro y eficaz en el tratamiento de la disfunción craneomandibular.



Múltiples tratamientos

Tecnología

- intuitiva
- versátil
- precisa

Datos técnicos



Concentración O₃ de 1 a 80 mg/L.



Caudal de 6 L/h a 50 L/h.



Presión de 400 a 800 mbar.



Corte automático de caudal a los 4 minutos.



Corte de seguridad por presión programable en función del tratamiento y protocolo de terapia.



Tratamientos **indoloros** y **seguros**



SEDECAL S.A.

(Oficinas Centrales/ Fábrica)
C/ Pelaya, 9- 13
28110 Algete,
Madrid (ESPAÑA)

+34 916 280 544

O3@sedecal.com
www.sedecal.com

